



VSZT-1 ORGON Biotér Harmonizátor.

Kedves Vásárlónk, köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett döntött. Reméljük, sok öröme lesz benne és használatával, az idők folyamán, egyre jobban érzi magát.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati, alkalmazási útmutatót.

Használati - alkalmazási útmutató

- MIT ÉRDEMES TUDNI A VSZT-1 TIPUSÚ ORGON Biotér Harmonizátor Készülékről?

Az ORGON készülék természetes hangolt kristályokkal működő természetgyógyászati, közérzet javítás irányát befolyásoló eszköz, magyar szabadalom.

A speciálisan hangolt kristályokat alkalmazó szerkezet működése, azon a tudományos tapasztalaton alapul, hogy minden élő sejt, szövet és szerv, sajátos, csak rá jellemző rezgéssel bír. A rezgésben bármiféle változás következik be, jelzés értékű, mert a sejt, szerv hibáját valószínűsíti. A VSZT-1 alkalmas arra, hogy a normálistól eltérő rezgés elváltozásokat helyes irányba mozdítsa el és ezzel ösztönözze a szervezetet önvédelmi képességének fokozására, változtatására.

A gép tértechnológiai egység, mely a környező térből csatolja ki a működéséhez szükséges energiát. Aktív elemei kristályok, szerkezeti elemei speciális alumínium ötvözetből készültek. A készülék, kopó, mozgó alkatrészt, elektronikát nem tartalmaz, így a meghibásodás valószínűsége minimális.

- **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék használata, nem helyettesíti az orvos által előírt kezelést és gyógyszeresedést. A gyógyszerek önkényes elhagyására, az előírt dózis megváltoztatására a készülék használata a használót nem jogosítja fel.

Kérjük, felelősséggel gondolja át a leírtakat és rendszeresen jelenjen meg a kezelőorvosa által javasolt kontroll vizsgálaton, az orvosi rendelésen.

Bizonyos típusú elváltozások esetén kiegészítő, támogató eljárásként alkalmazható az ORGON természetgyógyászati eszköz, amely megfér minden más alkalmazott terápia mellett. Jelentősen változhat a közérzet azzal, hogy a test önépítő mechanizmusait beindítja, a környezetében lévő energia mezők aktivizálásával.

- Mikor javasolható a VSZT-1 használata?

Minden diagnosztizált egészségváltozás orvosi és természetgyógyászati kezelése mellett, kiegészítő, energetikai támogatásként.

- Mit tartalmaz a teljes készlet?

-1 db hordtáska, (csomagoló anyag)
-1 db komplett VSZT-1 készülék.
-1 db termék leírás.
-1 db használati-kezelési útmutató + garancia jegy.
-1 db bemutató DVD a termék üzembe helyezéséről.

- A termék össztömege: 4,5kg
- Hogyan szereljük össze a VSZT-1 készüléket?

Az alábbi leírás szerint, az összeszerelés különös szakértelmet nem igényel. Alaphelyzetben a táska zárszerkezete nyitható. A kis műanyag retesz eltávolításával a zárszerkezet kódja változtatható.(átadáskor a zár nyitókódja: 000-000).

A táskából kivett alkatrészek szemrevételezése után:

Első lépésként az állványzatot és a fej egységet vegyük ki a táskából, állítsuk talpra.

Második lépés, vegyük ki az információs tégelyt.

Harmadik lépés, vegyük ki a csatlakozó vezetékét.

Negyedik lépés, csatlakoztassuk a vezeték dugóját a fejegységekben lévő furatba, majd a tégely oldalán lévő furatba. A dugók egyformák, bármelyik furatba csatlakoztathatóak a készüléken.

A műveletek elvégzése után az ORGON készülék üzembe helyezhető, használható állapotban van.

- Mi a teendő használaton kívül, a készülék szállításakor?

Használaton kívül a szerkezet legyen hordtáskában, vagy visszagerjesztett állapotban. Ilyenkor a gép csúcsát érintsük a tégely tetején lévő réz csúcsra és legyen csatlakoztatva a vezeték is. Ebben a helyzetben a készülék regenerálja, feltölti önmagát. Naponta legalább 20 percet ajánlott tölteni!

A készülék nem töltődik túl és nem éri károsodás akkor sem, ha folyamatosan töltődik.

- **Figyelmeztetés!** A készülék hegyes csúcsa sérülést okozhat!

14 év alatti gyermek, valamint cselekvő, vagy ítélő képességében korlátozott, bármely korú egyén,

csak felnőtt segítő felügyelete mellett használhatja.

Alkalmazása életkor kikötése nélkül, a korábban leírt módon és felsorolt esetekben lehetséges.

- Hogyan használjuk a VSZT-1 készüléket?

Az üzembe helyezett készülék előtt helyezkedjünk el kényelmesen, a kiválasztott testrész helyzetétől függően akár ülő, akár fekvő helyzetben is használható. Irányítsuk a sugárzó fejet a problémás felületre. A készülék használata közben nem kell levetkőzni, a rezonanciák akadály nélkül áthatolhatnak a ruházaton.

Alkalmazásánál alapvetően, a szakember által előírt tervet kell mérvadónak tekinteni (minden olyan esetben használható, ami a használati, kezelési útmutató leírásában fentebb szerepel).

A harmonizálendő terület méretétől függ a készülék testtől mért távolsága, vagyis minél nagyobb ez a felület, annál nagyobb a készülék és test közötti távolság, egészen 1 cm-től 30 cm-ig. Az alkalmazás ideje egy alkalommal maximum 30 perc, túltöltés akkor sem következhet be, ha ez az idő hosszabbra nyúlik.

Amennyiben 1,5 – 2,0 méter távolságra helyezjük el az ORGON készüléket, tértöltést, földsugárzás kompenzációt biztosít.

Alkalmazásnál, a leginkább ajánlott testhelyzet az, ha a gépet, fekvő helyzetben, a két láb között helyezjük el, csúcsát a combok találkozására irányítva.

- Mennyi ideig javasolt használni a VSZT-1 készüléket?

A gépet napi használatra javasoljuk, az alábbiak szerint: amennyiben a szakember másképp nem javasolja, napi 15 perccel kezdjük a kezelést, majd hetente növeljük a kezelési időt 5 perccel, maximum napi 30 perc időtartamig . A minimális napi használatra a leírás korábbi részében utaltunk.

- **Figyelmeztetés!** Magas vérnyomásos betegek különösen tartsák be a leírtakat! Ugyancsak kiemelten fontos a fokozatos felvezetés legyengült, nagyon idős felnőttek, valamint gyermekek esetében. Ha a fájdalom nem meghatározott eredetű, forduljon orvoshoz, mert a gép elnyomhatja a fájdalmat, ami komoly problémát jelezhet a szervezetben.
- A gépet protézis és pacemaker beültetett betegek is használhatják!
- Hogyan történik a VSZT-1 készülék karbantartása?

Nem igényel karbantartást, amennyiben poros a felülete, egy puha ruhával törölje át.

- Mit tegyünk, ha valami problémát észlelünk a VSZT-1 készüléknél?

Kérjük, minden összeszerelésnél, ellenőrizze a csatlakozók állapotát, üzembiztos behelyezését. Bármilyen probléma esetén, kérjük, forduljon a Gyártó Szervizhez. Egyebek.

Vásárlás előtt, illetve, attól függetlenül is, előre egyeztetett időpontban, ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosítunk, úgy a VSZT-1 ORGON Biotér Harmonizátor Készülék működésére, mint a VSZT-1+ ORGON Vízkezelő Készülék által előállított ivóvízre.

- Garanciális feltételek

Az ORGON természetgyógyászati, harmonizáló készülék fő darabjaira vonatkoznak. A termék nem tartozik a kötelező jótállással árusított termékek körébe!

Az általános szavatosság helyett a gyártó 5 év vállalt garanciát biztosít. A garancia nem terjed ki a külső, mechanikus sérülésekből, törésből, egyéb rendeltetés-ellenes használatból, szállításból adódó sérülésekre, hibákra, elhangolódásra, vezeték szakadásra.

A felsorolt hibajelenségek esetén, a javítási költségek a vásárlót terhelik. (Figyelem! a hordtáska, vagy a doboz, csomagoló anyag!)

A készüléket a speciális hangolási eljárása és higiéniai okokból vissza nem vásároljuk!

A garanciális és garancia időn túli javításokat az alábbi címen található szerviz végzi:

Elérhetőségeink: H-7025 Bölcске, Gátórház u.6.

vezetékes telefon: 0036-1-269-41- 38 mobil telefon: 0036-20-9391-273

weboldal: www.orgon.hu email: orgo@orgon.hu

Garancia jegy

Az értékesítés időpontja:.....év.....hó.....nap

Gyártási szám:.....

cégszerű aláírás

Ph.